

蔗糖酶活性检测试剂盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
AMHC7-C24	蔗糖酶活性检测试剂盒	24T	常量法
AMHC7-C48		48T	

一、测定意义：

蔗糖酶测定在临床与科研中具有重要意义。蔗糖酶活性检测可直观反映肠道黏膜上皮细胞的消化功能状态，对慢性腹泻、吸收不良综合征等肠道疾病的病因分析、病情评估及治疗方案调整提供关键依据；蔗糖酶活性测定则有助于监测全身性糖代谢紊乱，辅助诊断内分泌疾病或肠道疾病引发的代谢异常，通过动态观察酶活性变化，为疾病的早期发现、疗效评价及预后判断提供重要参考，助力临床精准诊疗。

二、测定原理：

蔗糖酶可催化蔗糖降解产生还原糖，进一步与 3,5-二硝基水杨酸反应，生成棕红色氨基化合物，产物在 540 nm 处具有特征吸收峰，通过吸光值的变化速率即可表征蔗糖酶的活性。

三、试剂组成：

试剂名称	试剂装量 (24T)	试剂装量 (48T)	保存条件
提取液	液体 30mL×1 瓶	液体 60mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂一	液体 15mL×1 瓶	液体 30mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂二	粉剂×1 瓶	粉剂×2 瓶	-20℃保存
试剂二的配制： 用时每瓶粉剂加入蒸馏水 10mL，混匀充分溶解，现用现配。			
试剂三	液体 27mL×1 瓶	液体 54mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂四	液体 27mL×1 瓶	液体 54mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品(10mg)	粉剂×1 支	粉剂×2 支	2-8℃保存
标准品的配制： 用时每支粉剂加入蒸馏水 1mL，混匀充分溶解，现用现配。			

四、操作步骤：

样本前处理

1、组织：按照组织质量（g）:提取液(mL)为 1:10 的比例（建议称取 0.1 g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测；

2、细菌/细胞:按照细胞数量(10^4 个):提取液体积(mL)为 500~1000:1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 200W，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 5min）；然后 10000g，4℃离心 10min，取上清置于冰上待测；

3、血清（浆）等液体样本：直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。

测定步骤

1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零。

2、试剂回复至常温；

3、将 10mg/mL 的标准品用蒸馏水稀释成 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1mg/mL，备用；

4、操作表（在离心管中加入以下试剂）：

试剂名称	测定管	对照管	空白管	标准管
样品（μL）	50	50	-	-
蒸馏水（μL）	-	-	50	-
不同浓度标准品（μL）	-	-	-	50
试剂一（μL）	200	200	200	200
试剂二（μL）	50	50	50	50
试剂三（μL）	-	400	-	-
混匀，37℃孵育 30min。				
试剂三（μL）	400	-	400	400
试剂四（μL）	400	400	400	400
混匀，100℃沸水煮 5min，冷却至室温，于波长 540nm 测定各管吸光度，分别记为 $A_{\text{测定}}$ ， $A_{\text{对照}}$ ， $A_{\text{空白}}$ ， $A_{\text{标准}}$ ，计算 $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。注意:每个样本需设一个对照，空白管和				

标准管只需做 1-2 个。

五、蔗糖酶活性计算：

1、标准曲线绘制：以吸光度值为横坐标，标准品浓度为纵坐标，绘制标准曲线 $y=kx+b$, x 为吸光度值, y 为标准品浓度 (mg/mL)。

根据标准曲线，将 ΔA 带入公式计算出样本浓度 (y , mg/mL)；

2、血清样本蔗糖酶计算

单位定义：每 mL 血清（浆）每小时催化水解 $1\mu\text{g}$ 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式：蔗糖酶 (U/mL) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div V_{\text{样}} \div T = 200 \times y$

3、组织、细胞样本蔗糖酶计算

(1) 按样本质量计算：

单位定义：每 g 组织每分钟催化水解 $1\mu\text{g}$ 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式：蔗糖酶 (U/g) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 200 \times y \div W$

(2) 按蛋白浓度计算：

单位定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化水解 $1\mu\text{g}$ 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式：蔗糖酶 (U/mg prot) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T = 200 \times y \div \text{Cpr}$

(3) 按照细菌或细胞数量计算：

单位定义：每 1 万个细菌或细胞每小时催化水解 $1\mu\text{g}$ 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式：蔗糖酶 (U/ 10^4 cell) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 0.4 \times y$

$V_{\text{样总}}$ ：加入提取液总体积，1mL； $V_{\text{样}}$ ：加入样本体积， $50\mu\text{L}=0.05\text{mL}$ ；

T ：反应时间，5min；1000： $1\text{mg/mL}=1000\mu\text{g/mL}$ ；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL； W ：样本质量，g；500：细胞数量，500 万。

六、注意事项：

实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园 A6 栋 2 层

【售后微信】



【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025 年 4 月 7 日

修改日期：2025 年 4 月 7 日